

SEMINÁRIO TRANSDISCIPLINAR DA SAÚDE

PROCEDIMENTO CLÍNICO E LABORATORIAL DE PRÓTESE TOTAL IMEDIATA – RELATO DE CASO CLÍNICO

Daniely Martins da Silva Prado¹, Glasiely Guimarães dos Santos¹, Kerenn Hapuque Felix Santana¹, Maria Reuça de Sousa¹, Leonardo Monteiro da Silva²

1. Acadêmicos do curso de Odontologia do UNIVAG – Centro Universitário, Várzea Grande - MT.
2. Professor Centro Universitário de Várzea Grande - Univag, Várzea Grande-MT

Introdução: A postura da odontologia moderna é pela utilização de todas as medidas terapêuticas possíveis para preservação dos dentes, no entanto, devido a uma série de fatores, a extração dentária é ainda indicada, principalmente, naqueles casos em que se observa que não há possibilidades de manutenção do elemento dental, quer por razões restauradoras ou econômicas. Para pacientes parcialmente edentados e com necessidade de extração total dos dentes naturais remanescentes, tal procedimento cirúrgico pode lhes ser desagradável e desconfortável, sendo então indicada a confecção de uma Prótese Total Imediata (PTI). A PTI é uma prótese confeccionada com o intuito de ser usada por um período de tempo curto, com o objetivo de não ocorrer perda do suporte oclusal, estética, mastigação e fonação, também para a adaptação do paciente da condição de dentado para a de desdentado, até a instalação da prótese definitiva. Como sua adaptação é imediata após as exodontias, as PTIs concedem proteção contra trauma, cicatrização mais rápida e controle de hemorragia. **Objetivo:** Relatar o procedimento clínico e laboratorial da confecção da PTI evidenciando a sua importância para a reabilitação de pessoas edentadas a partir do caso clínico do paciente J.N.S, 71 anos de idade. **Metodologia:** O paciente foi atendido no decorrer das consultas na Clínica de Odontologia do UNIVAG – Centro Universitário de Várzea Grande. Com a utilização do modelo de gesso anatômico associado às informações prévias obtidas com o exame clínico, radiográfico e registro fotográfico foi possível realizar o planejamento da PTI do paciente em questão. Foram então realizados todos os passos clínicos e laboratoriais de confecção da PTI. Após a cirurgia de exodontia dos quatro elementos superiores, procedeu-se a instalação da PTI, ajuste oclusal e instalação de uma prótese parcial removível inferior para dar equilíbrio para a oclusão. Foi prescrito ao paciente antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, bem como fornecidas as recomendações pós-cirúrgicas e quanto à higienização do meio bucal e da prótese. **Resultados:** Após 7 dias, foi realizada a remoção da sutura e verificação do processo cicatricial, o qual mostrou-se adequado clinicamente, apresentando fibromucosa saudável. Mediante o caso clínico apresentado, pode-se observar excelente resultado do tratamento proposto e satisfação do paciente. Sendo assim, o resultado da PTI alcançou o resultado proposto e esperado pelo paciente, devolvendo-lhe a possibilidade de possuir dentes, mesmo que artificiais, melhorando suas condições de mastigação, fonação, estética, convívio social e autoestima. **Conclusão:** Foi possível constatar a importância da PTI como ferramenta temporária útil, que possibilita aguardar a confecção da prótese total definitiva com maior conforto e qualidade mastigatória.

Palavras chave: Prótese Total Imediata, Reabilitação Protética, Edentulismo, Exodontia.